

Ambu® Man School



Kenmerken

- Ambu's uniek, hygiënisch systeem
- Compact, makkelijk te vervoeren
- Gemakkelijke training van borstcompressies
- Plaatsing van AED-elektroden
- Set van 10 oefenpoppen

AmbuMan School

De AmbuMan School kan worden gebruikt voor demonstraties en trainingen met betrekking tot alle procedures op het gebied van basic life support-reanimaties.

De reanimatiepop kan gebruikt worden voor het functioneel trainen van hartmassages, beademing en het gebruik van een AED. De AmbuMan School wordt geleverd met een speciaal AED-trainingskit.

Het unieke hygiënisch systeem van Ambu voorkomt kruisbesmetting. Iedere cursist krijgt namelijk een eigen gelaatsmasker en luchtzakje.

De pop kan onder toezicht van een instructeur of docent worden gebruikt voor in het onderwijs aan scholieren.

Richtlijn conform

De AmbuMan® School biedt de mogelijkheid om reanimatietraining uit te oefenen volgens de laatste internationale richtlijnen.

Compact en draagbaar

Voor een eenvoudige transport- en opstellingsmogelijkheid heeft de AmbuMan® School een laag gewicht en een compacte verpakking.

Gemakkelijke AED-training

Door de gesloten torso kunnen defibrillatie-elektroden worden geplaatst en kan gesimuleerde AED-training realistisch worden uitgevoerd.

Technische gegevens

Gewicht	0,8 kg
Lengte x Breedte	45 x 30 x 10 cm
Max. compressie diepte	6 cm

Materiaal

Riempjes	Nylon
Basisplaat	Polycarbonaat
Balg	Thermoplastisch elastomeer
Borst	Polypropyleen
Hoofd	Silicone
Gelaatstuk	Polyvinylchloride
Longzak	Polyvinylchloride
Hoofdzak	Polyethyleen

Bestelinformatie


Artikelnr.	Omschrijving
A268 007 000	AmbuMan School (Verpakt per 10)
268 000 571	Gezichtsmaskers (Verpakt per 10)
268 000 572	Luchtzakjes (Verpakt per 100)
268 000 573	AmbuMan School AED-elektroden (per 10 stuks)



Gesloten torso



Plaatsen van AED-elektroden



Ambu's hygiënisch systeem



Accessoires

Ambu BV
Schiphol Boulevard 127
1118 BG Schiphol Airport
Nederlands
Tel. +31 182 52 60 60
Fax +31 182 52 70 73
www.ambu.com

Ambu BV
Drukpersstraat 4
1000 Brussels
België
T (32) 2 227 27 26
F (32) 2 218 31 41
www.ambu.com